



CHECK-LIST DE VOYAGE



AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les conseils de voyage suivants sont fournis à titre indicatif uniquement. Permobil n'effectue aucune réclamation de nature clinique, opérationnelle ou au titre de la garantie concernant les produits, fonctionnalités ou services mentionnés ci-dessous.

AVANT LE DÉPART



- Chargez complètement vos batteries.
- Mettez votre chargeur dans vos bagages. Si vous voyagez à l'étranger, vérifiez que votre chargeur est compatible.
- Assurez-vous que votre fauteuil a été récemment entretenu.
- Recherchez l'adresse d'un revendeur agréé Permobil sur votre lieu de destination.
- Notez le numéro de série de votre fauteuil et gardez-le avec vous.
- Pensez à vous procurer des crochets pour sac, des pochettes pour accoudoirs ou un porte-accessoires Permobil pour un espace de rangement supplémentaire.

VOYAGE EN VOITURE



- Si votre fauteuil n'est pas à l'intérieur du véhicule pendant votre voyage, assurez-vous qu'il est protégé par une housse imperméable à l'eau.
- Vérifiez que votre fauteuil est fixé correctement au véhicule.
- Envisagez d'utiliser un cadenas antivol si vous prévoyez de laisser votre fauteuil sans surveillance avec votre véhicule.

SI QUELQUE CHOSE ARRIVE À VOTRE FAUTEUIL



- Déposez une réclamation auprès de la compagnie aérienne ou du voyageur avant de quitter l'aéroport.
- Contactez un revendeur agréé Permobil de votre région ou le représentant Permobil local. Ils mettront tout en œuvre pour vous aider à résoudre le problème.

VOYAGE EN AVION



- Contactez votre compagnie aérienne à l'avance pour planifier le transport de votre fauteuil. Veillez à décrire le type de fauteuil que vous utilisez et à vous informer sur la taille de l'avion pour vous assurer qu'il répondra à vos besoins.
- Sachez que certaines compagnies aériennes peuvent vous demander de signer une décharge de responsabilité pour votre fauteuil pendant le transport.
- Notez le type de batteries installées sur votre fauteuil et le poids de celui-ci. Certaines compagnies aériennes peuvent vous demander ces informations.
- Prenez des photos de l'état de votre fauteuil avant d'enregistrer vos bagages à l'aéroport.
- Contactez les services pour PMR lorsque vous êtes à 5 à 10 minutes de l'aéroport pour qu'ils vous accueillent à votre arrivée.
- Assurez-vous d'informer l'agent d'enregistrement de tout équipement médical dont vous disposez, afin qu'il puisse être identifié comme fragile.
- Demandez à ce que votre fauteuil soit placé en position verticale et stable pendant le transport.
- Retirez la partie supérieure de la coque du dossier et posez-la sur l'assise pour réduire la hauteur de votre fauteuil et faciliter son chargement/déchargement.
- Positionnez votre manette à l'intérieur de l'accoudoir pour renforcer sa protection pendant le transport.
- Mettez les moteurs du fauteuil en mode roue libre et coupez le disjoncteur du fauteuil pour permettre au personnel de la compagnie aérienne de déplacer votre fauteuil sans le conduire.
- Assurez-vous que le système d'assise de votre fauteuil roulant est emballé sous film étirable avant le chargement afin que le dossier et les autres composants du fauteuil soient maintenus ensemble pendant le transport.
- Si une protection supplémentaire est nécessaire, entourez de papier bulle l'appui-tête, l'écran omni ou d'autres accessoires.
- Joignez une étiquette indiquant vos coordonnées à votre fauteuil et à toutes les pièces amovibles.
- Lorsque vous arrivez à votre porte d'embarquement, demandez à l'agent d'embarquement si vous pouvez parler avec le superviseur de la rampe. Vous pouvez leur donner votre check-list et leur expliquer comment prendre soin de votre fauteuil.
- Emportez votre coussin avec vous en avion pour plus de confort pendant le vol.
- N'oubliez pas de défendre vos intérêts. Parce que ce qui est bien pour les autres ne l'est pas forcément pour vous.

Veillez consulter votre manuel d'utilisateur pour obtenir des conseils supplémentaires en matière de sécurité et de transport.