

Le numéro de référence et le poids changent selon les sélections dans ce formulaire

Réglé par :   
 E-mail :   
 Ajusté pour :

Tél. :   
 Date :

Enregistrez le formulaire sur le « bureau » et ouvrez-le avec Excel. Configurez le fauteuil roulant en cliquant dans les cercles permettant d'afficher des informations ou des images. BB=largeur d'assise, HH=hauteur de dossier

Supplément/supplément de prix

Le châssis, le dossier et l'essieu arrière du Panthera X3 sont en fibre de carbone. L'équilibre et la hauteur d'assise sont réglables grâce au choix de 4 châssis différents. Panthera X est conçu pour les utilisateurs expérimentés. Poids max. utilisateur 125 kg

Panthera X3



Panthera X3 € 7 124

réf.

Effacer

Sélectionnez la largeur d'assise et l'équilibre ci-dessous pour obtenir la référence correcte.


Largeur d'assise BB



largeur d'assise  
 Effacer

- 33 cm  36 cm  39 cm  42 cm  45 cm

Équilibre (voir image)



A1

Équilibrage le plus facile  
 Hauteur d'assise standard

A2

Équilibrage moins facile  
 Hauteur d'assise standard

B1

Équilibrage le plus facile  
 Abaissé -15 mm

B2

Équilibrage moins facile  
 Abaissé -15 mm

Effacer

Le châssis peut être commandé en 2 positions d'équilibrage différentes et 2 positions de hauteur.

Hauteur standard et abaissement de 15 mm, « équilibrage facile » = facile à conduire sur les roues arrière.


Une modification ultérieure de la position est impossible

Hauteur du dossier HH



- 22 cm  23 cm  24 cm  25 cm  26 cm  27 cm  28 cm  
 29 cm  30 cm  31 cm  32 cm  33 cm  34 cm  35 cm
- Hauteur du dossier   
 Effacer
- Réf. dossier

Positionnement du dossier (voir l'illustration)



Position 1

Équilibrage le plus facile

Position 2

Équilibrage moins facile

Position 3

Équilibrage moyen

Position 4

Équilibrage le moins facile

Effacer

Le positionnement du dossier sur le châssis influe sur l'équilibre/le centre de gravité.

« easy balanced » = facile à équilibrer sur les roues arrière.

La position peut être facilement modifiée ultérieurement.

Roulette et fourche



Roulette 90 mm+fourche

réf.

Effacer

x2

Roulette 120 mm+fourche \*\*

Sélectionnez l'équilibrage et la roue arrière pour obtenir la réf. du produit

Roulette X avec fourche S3

Roulette X avec fourche X

\*\* Aucune combinaison de 120 avec Pos B1/B2

Repose-pieds



Repose-pieds Alu X

Effacer  
 réf.

Repose-pieds en titane

Titane, allongé, renforcé

Nécessaire pour roue libre

Plaque en plastique pour repose-pieds

réf.

Repose-pieds en carbon € 341



Frein



- Frein à une main X3, Droite  
 **Effacer** réf.   
 Frein à une main X3, gauche  
 Frein S3 pour X

### Roue arrière – sans main courante ni pneu

### Main courante

 <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 24" Spinergy X, blanc</li> <li><input type="radio"/> 24" Spinergy X, noir</li> <li><input type="radio"/> 25" Spinergy X, blanc</li> <li><input type="radio"/> 25" Spinergy X, noir</li> <li><input type="radio"/> 26" Spinergy X, blanc</li> <li><input type="radio"/> 26" Spinergy X, noir</li> <li><input type="radio"/> Autre roue arrière</li> </ul> <p>Saisir le n° de réf. <input type="text"/></p> <p>N° réf. pour roue arrière</p> <p><input checked="" type="radio"/> <b>Effacer</b> <input type="text"/> x2</p>	 <p><b>Pneu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Schwalbe One (24" &amp; 25")</li> <li><input type="radio"/> Right Run</li> <li><input type="radio"/> Marathon Plus € 74</li> <li><input type="radio"/> Robuste (24") € 72</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>À NOTER !</b> réf. <input type="text"/>  <b>Poids utilisateur supérieur à 100 kg</b> <input type="text"/>        Un essieu de roue en acier est nécessaire</p> <p>Réf. art. pneu, renforcé ou Puncture Free</p> <p><input checked="" type="radio"/> <b>Effacer</b> <input type="text"/> x2</p>	 <p><b>Main courante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Aluminium X</li> <li><input type="radio"/> Paragrip € 196</li> <li><input type="radio"/> Tetragrip € 196</li> <li><input type="radio"/> Maxgrip 24" € 196 (contient du latex)</li> <li><input type="radio"/> Titane</li> </ul> <p><input checked="" type="radio"/> <b>Effacer</b></p> <p>N° réf. pour main courante <input type="text"/> x2</p>
--	--	---

Panther AB – Gunnebogatan 26 – Spånga – Suède - +46-761 50 40 – www.permobil.com

### Accessoires

<p><b>Protection latérale en carbone</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Carbone, sans cache</li> <li><input type="radio"/> Carbone, petit cache</li> <li><input type="radio"/> Carbone, grand cache</li> </ul> <p>réf. <input type="text"/></p> <p><input checked="" type="radio"/> <b>Effacer</b> <input type="text"/></p>	<p><b>Protection latérale S3</b></p> <p><input type="radio"/> Protection latérale S3 € 216</p>  <p>réf. <input type="text"/></p>	<p><b>Coussin :</b></p> <p><input type="checkbox"/> 5 cm € 126</p>  <p>réf. <input type="text"/></p> <p>5753340-C</p>	<p><b>Cale de coussin :</b></p> <p><input type="checkbox"/> Cale de coussin : € 49</p>  <p>réf. <input type="text"/></p> <p>5771033-C</p>
<p><input type="radio"/> <b>Crochet accoudoir X</b> € 123 réf. <input type="text"/></p> <p>4200016-C</p> <p><input type="radio"/> <b>Poignée de poussée pliable</b> € 123 <input checked="" type="radio"/> <b>Effacer</b> réf. <input type="text"/></p> <p>4200017-C</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Anti-basculement</b> € 300 4354104-C</p> <p><input type="checkbox"/> <b>reTyre</b> € 250 1100300-C</p>	<p><b>Protection lors du transport</b></p> <p><input type="checkbox"/> Boîtier € 110 réf. <input type="text"/></p> <p>9024009-C</p> <p><input type="checkbox"/> Extrémité arrière € 65 9024020-C</p> 	<p><b>Prot. tube</b></p> <p><input type="checkbox"/> Prot. tube avant € 131 réf. <input type="text"/></p> <p>9900256-C</p> <p><input type="checkbox"/> Prot. tube arrière € 65 réf. <input type="text"/></p> <p>9900255-C</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>FreeWheel</b> € 1 579</p> <p>Choisissez la référence pour FreeWheel en fonction de la hauteur du repose-pieds.        Hauteur 11,5-16,5 cm réf. <input type="text"/></p> <p>Pour en savoir plus sur FreeWheel, consultez la page d'accueil</p> 

Panther AB – Gunnebogatan 26 – Spånga – Suède - +46-761 50 40 – www.permobil.com

felanmälan

### Réglages



**Inclinaison du dossier**  
 Noter la mesure (A) pour l'inclinaison souhaitée du dossier  
 Standard = 15 mm  
 A=  mm



**Hauteur du repose-pieds**  
 Noter la mesure (A) pour la hauteur de repose-pieds souhaitée  
 A=  mm

### Supplément

Panther AB - Gunnebogatan 26 - Spånga - Sweden - +46-761 50 40 - www.permobil.com